班级 自行为化了 学号	ナクシロ 姓名 ジンロロ2 教师签字
_{实验日期} 2023/12/11	_预习成绩总成绩

实验名称 电子电荷的测定——密立根油滴法

一. 实验预习

1. 本实验中静态法测量的油滴所带电荷量表达式为

$$q = \frac{18\pi}{\sqrt{2g\rho}} \cdot \frac{d}{U_n} \left(\frac{\eta l}{t \left(1 + \frac{b}{p} \sqrt{\frac{2g\rho t}{9\eta l}} \right)} \right)^{\frac{3}{2}}$$

在已知油的密度 ρ 、重力加速度 g、空气的粘滞系数 η 、大气压强 p、修正常数 b、平行极板间距 d、油滴匀速下落的距离 l 的前提下,只需要测出平衡电压 U_n ,然后撤掉电压,让油滴在空气中自由下落,油滴只需很短的时间即可达到匀速下落,测出其下落给定距离 l 所用的时间 t,即可计算得到电荷电量 q。在公式的计算中,采用了哪些近似,原因是什么?

答: ①由于(P) 为(P) ,故 (P-P) 字 空 对油 油 的 浮力 忽略不计; ② 修 正 后 的 半径 $a=\sqrt{\frac{9 n v}{2 g_P(H+h)}}$ 料量 a 处于修 驱 中,并不需要十分精确,用 $a=\sqrt{\frac{9 n v}{2 g_P}}$ 计算其数值。

2. 本实验中要选择带电荷量"合适的"的油滴进行实验,请阐述何为"合适的"油滴。

答:合适的油漏指火小合适。

苦油滴过小布朗运动影响明显,平衡电压喝调整,时间没

岩油渴过大,T落本块,时间相对误差增大,且油滴鹊,他子的几年增加。合适的油渴最好带加个从下的电子。

二. 实验现象及原始数据记录

表 1 静态法密立根油滴实验数据记录表(油滴#1)(下落距离 l=1.60 mm)

平衡电压 U _n /V	170	170	170	170	170	170
下落时间 t/s	46.16	45.28	45.76	45.20	44.54	46.10

表 2 静态法密立根油滴实验数据记录表(油滴#2)(下落距离 l=1.60 mm)

平衡电压 U _n /V	120	120	120	120	120	120
下落时间 t/s	24.03	22.98	23.39	23.33	24,14	23.52

表 3 静态法密立根油滴实验数据记录表(油滴#3)(下落距离 l=1.60 mm)

平衡电压 Un/V	58	58	58	58	58	58
下落时间 t/s	38,64	3860	37.92	38.31	37.53	37-72

表 4 动态法密立根油滴实验数据记录表(油滴#1)(下落、上升距离 l=1.60 mm)

上升电压 U/V	338	238	338	338	338	338
下落时间 t ₁ /s	26.27	2214	26.57	26.53	26.38	27.01
上升时间 t ₂ /s	11,29	11.34	11.29	11.25	11.23	11.31

表 5 动态法密立根油滴实验数据记录表(油滴#2)(下落、上升距离 $l=1.60~\mathrm{mm}$)

上升电压 U/V	112	112	112	112	/12	112
下落时间 t ₁ /s	3434	33.59	33.71	34_31	33.91	34.12
上升时间 t2/s	18,16	18.65	18.37	18.42	18.19	18.63

表 6 动态法密立根油滴实验数据记录表(**油滴#3**)(下落、上升距离 l=1.60 mm)

上升电压 U/V	246	246	246	246	246	246
下落时间 t ₁ /s	36.49	36.38	36.08	36.13	3625	36.59
上升时间 t ₂ /s	18.48	18.72	18,20	18.89	18.71	19.02

5/0

三. 数据处理

(静态法、动态法分别至少测量 3 颗油滴,记录每颗油滴的电荷量 q_i ,计算 $\frac{q_i}{e}$,对商四舍五入取整后得到每颗油滴所带电子个数 n_i ;再得到每次测量的基本电荷 e_i ,再求出 n 次测量的 e_i ,与理论值比较求百分误差。要有详细的计算过程,格式工整)

实验中所用的有关参考数据: 油滴密度: $\rho=981~kg\cdot m^{-3}$ 重力加速度: $g=9.78~m\cdot s^{-2}$ 空气粘度系数: $\eta=1.83\times 10^{-5}\cdot kg\cdot m^{-1}\cdot s^{-1}$ 油滴匀速下降距离: $l=1.60\times 10^{-3}m$ 修正常数: $b=8.22\times 10^{-3}m\cdot Pa$ 大气压强(深圳): $P=1.0098\times 10^{5}$ Pa 平行极板距离: $d=5.00\times 10^{-3}m$

一、静态法

计算公式:

$$q = \frac{18\pi}{\sqrt{2g\rho}} \cdot \frac{d}{U_n} \left(\frac{\eta l}{t \left(1 + \frac{b}{p} \sqrt{\frac{2g\rho t}{9\eta l}} \right)} \right)^{\frac{1}{2}}$$

计算代码:

```
个元素, 计算 q 放在一个数组里
              对 ts 中的每一
             for t in ts:
                q = (18*np.pi*d)*(eta*l/(t*(1+(b/p)*np.sqrt(2*g*rho*t/(9*eta*l))))
                                 )**(3/2)/(np.sqrt(2*g*rho)*Un)
                qs.append(q)
                n = round(q/e, 0)
                ns.append(n)
                ei = q/n
                es.append(ei)
# 常量
rho = 981
            print(qs)
g = 9.78
g = 9.78 # 求基本电荷 es 的均值
eta = 1.83e-5 meane= np.mean(es)
l = 1.6e-3 print('基本电荷的均值\t'+str(meane))
d = 5e-3
e = 1.602e-19 print('百分比误差\t'+str(error))
```

计算结果:

第一颗油滴:

带电量测量量: [1.55692e-19, 1.60552e-19, 1.57871e-19, 1.6100e-19, 1.64831e-19, 1.56016e-19] 所带电荷数: N=1

基本电荷的均值: 1.5932836536009362e-19

百分比误差: 0.5441%

第二颗油滴:

带电量测量量: [6.20580e-19, 6.65739e-19, 6.47489e-19, 6.50109e-19, 6.16138e-19, 6.41872e-19] 所带电荷数: N=4

基本电荷的均值: 1.600803998321907e-19

百分比误差: 0.07465%

第三颗油滴:

带电量测量量: [6.05854e-19, 6.06852e-19, 6.24243e-19, 6.14172e-19, 6.34584e-19, 6.2951e-19]

所带电荷数: N=4

基本电荷的均值: 1.5480079917349568e-19

百分比误差: 3.3703%

二、动态法

计算公式:

$$q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}} \cdot \frac{d}{U} \cdot \left(1 + \frac{t_1}{t_2}\right) \left[\frac{\eta l}{t_1(1 + \frac{b}{p}\sqrt{\frac{2\rho g t_1}{9\eta l}})}\right]^{\frac{3}{2}}$$

计算代码:

计算结果:

第一颗油滴:

带电量测量量: [6.3702e-19, 6.1721e-19, 6.3072e-19, 6.3312e-19, 6.3707e-19, 6.2096e-19]

所带电荷数: N=4

基本电荷的均值: 1.5733877259606316e-19

百分比误差: 1.7860%

第二颗油滴:

带电量测量量: [1.0938e-18, 1.0976e-18, 1.1046e-18, 1.0846e-18, 1.1056e-18, 1.0823e-18]

所带电荷数: N=7

基本电荷的均值: 1.5640200919201325e-19

百分比误差: 2.3708%

第三颗油滴:

带电量测量量: [4.6536e-19, 4.6269e-19, 4.7503e-19, 4.6290e-19, 4.6439e-19, 4.5543e-19]

所带电荷数: N=3

基本电荷的均值: 1.5476847869428885e-19

百分比误差: 3.3905%

结论:测量的百分比误差都在5%以内,验证了公认的元电荷数值的准确性。

四. 实验结论及现象分析

(分析讨论本实验中出现的实验现象和电子电荷测量误差产生的原因,如何减少该误差?)

- 答: 误差产生的原因:
- 1、环境干扰,如空气的流动对油滴运动的影响,以及温度和湿度的变化也会影响;
- 2、设备精度的限制导致的测量误差:
- 3、实验员的操作导致误差;
- 4、油滴为空心或不为球体,以及油滴在运动中电荷量与质量的变化。

减小误差的方式:

- 1、使用高精度的测量设备,确保所加的电压的准确和稳定。
- 2、在实验室内维持稳定的环境条件如温度和湿度,同时盖上盖子,减少空气的流动对实验结果的影响。
 - 3、通过练习和提高实验技巧,确保油滴的喷射和观察过程尽可能一致和准确。
 - 4、选择大小适中、稳定的油滴进行观察,避免因油滴过大或过小而导致的误差。
 - 5、对多个油滴进行测量,并计算平均值,以减少个别油滴异常对结果的影响。

五. 讨论题

- 1. 当跟踪观察某一油滴时,原来清晰的像变模糊了,可能是什么原因造成的?
- 答:可能是因为油滴除了竖直方向的移动,还有水平方向的运动,移动到了观察的焦点之外,也有可能是因为油滴表面可能聚集了灰尘或其他微粒,影响了其透明度。
 - 2. 由于油的挥发,油滴的质量会不断下降。当长时间跟踪测量同一个油滴时,由于油滴的挥发,会使哪些测量量发生变化。

答:油滴的质量减小,会导致油滴的半径变小,会影响油滴下落和上升的速度,从而影响测量的时间。